

Erste Hilfe bei Säureunfällen

Cederroth Augenduschen-Station




Die Cederroth Augendusche-Station ist für schnelle Hilfe konzipiert. Die Station hat Platz für 2 Flaschen, die sich automatisch öffnen, wenn sie aus der Halterung gedreht werden. Die Flaschen sind so konstruiert, daß das Auge ca. 1,5 Minuten mit reichlicher Flüssigkeit gespült wird.

Hygienische Klappe

Eine transparente Klappe und Gummileisten schützen die Produkte vor Staub und Schmutz. Daher kann die Station auch in rauem Umfeld zum Einsatz kommen.

Augenspülflasche 500 ml gepufferte Kochsalzlösung



Gepufferte Flüssigkeit vergrößert die Chance, die Augen zu retten.

Cederroths Augendusche neutralisiert den pH-Wert im Auge, d.h. sie hat einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren als normale Kochsalzlösung.

Cederroth Augendusche im Taschenformat



Eine persönliche Augenduscheflasche im Taschenformat kann man bequem in der Tasche oder einer dazugehörenden Gürteltasche bei sich tragen. So ist sie bei Unglücksfällen schnell zur Hand. Eine kleine leicht hantierbare Flasche (235ml Inhalt) mit ergonomischer Augenschale und einem reichlichen Spülfluß. Schnell mit einem einzigen Handgriff zu öffnen. Drehen – die Flasche ist offen.

Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat



Gürteltasche in Nylon mit Gürtelschlaufe. Mit der Gürteltasche kann eine Flasche Cederroth Augendusche im Taschenmodell leicht am Gürtel getragen werden.

Maße: B 8 x H 16 x T 4,5 cm.

Bezeichnung	Artikelcode
Cederroth Augendusche-Station inkl. 85 Pflasterstrips und 2 Augenspülflaschen	25100002000
Augenspülflasche 500 ml gepufferte Kochsalzlösung	25100002100
Cederroth Augendusche im Taschenformat	25100003000
Cederroth Gürteltasche für Augendusche im Taschenformat	25100004000

