

## Beizspülwasser Kontrolle

### Testbestecke



#### VISOCOLOR ECO Nickel Kolorimetrisches Testbesteck

Zur Bestimmung von Nickel  
Messbereich 0,1 - 1,5 mg/l Ni<sup>2+</sup>  
Ausreichend für 150 Tests



#### VISOCOLOR ECO Chrom (VI) Kolorimetrisches Testbesteck

Zur Bestimmung von Chrom VI  
Messbereich 0,02 - 0,50 mg/l Cr (VI)  
Ausreichend für 140 Tests

Bezeichnung	VPE	Artikelcode
VISOCOLOR ECO Nickel Kolorimetrisches Testbesteck	150 Bestimmungen	0000-400-10
VISOCOLOR ECO Chrom VI Kolorimetrisches Testbesteck	140 Bestimmungen	0000-400-20

## Nachweis der Ferritfreiheit

### Ferroxyl-Test-Set



#### Ferroxyl-Test-Set

Der Ferroxyl-Test soll ermitteln, ob die Passivschicht vorhanden ist. Wenn die Edelstahloberfläche durch Ferrit-Partikel gestört ist, wird dies durch einen Farbumschlag angezeigt.

Bezeichnung	VPE	Artikelcode
Ferroxyl-Test-Set	1 Set	0000-400-90